

## 2019-nCoV Ag Speichel- Schnelltest (Immunochemographie) "Lollipoptest"

### Beschreibung:

Neuartiger „Lollipoptest“ zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 von V-CHEK®

Der V-Chek® Lollipoptest ist der erste COVID-19 Antigen Schnelltest, der ohne Pufferlösung und ohne Nasenabstrich auskommt. Die Testspitze wird mit Speichel befeuchtet (90 Sekunden im Mund behalten) und anschließend in die Testkassette eingeklickt. Ähnlich wie andere COVID-19 Antigen Schnelltests weist dieser Test einen Eiweiß Bestandteil des Virus nach. Das Testergebnis kann nach 10 Minuten abgelesen werden.

- Einfache Handhabung
- Geringe Verletzungsgefahr
- Keine Pufferlösung notwendig
- Ergebnis innerhalb von 10 Minuten sichtbar
- Auch für Kinder geeignet
- Hohe Zuverlässigkeit
- BfArM Test-ID AT015/21

### Anwendung:

Die Testkassette ist vor der Testdurchführung auf Raumtemperatur zu bringen (18-26°C). 30 Minuten vor der Testung sollten keine Speisen und Getränke konsumiert werden.

Führen Sie das Schwammende des Speichelsammlers in den Mund. Wischen Sie vorsichtig an der Mundinnenseite und auf der Zunge entlang, um den Speichel zu sammeln (ca. 90 Sekunden). Lassen Sie den Speichel möglichst von selbst in den Schwamm einziehen. Nehmen Sie den Speichelsammler aus dem Mund, wenn der Schwamm vollständig mit Speichel befeuchtet ist und sich der Indikator auf der Rückseite blau verfärbt hat. Die Probe sollte nach der Probenentnahme unverzüglich verwendet werden. Klicken Sie hierfür, den verwendeten Speichelsammler in die Testkassette. Die Ergebnisse des V-Chek 2019-nCoV Antigen Speicheltests sind nicht als bestätigte Diagnose anzusehen, sie dienen ausschließlich zur klinischen Referenz. Eine Beurteilung sollte anhand der Kombination mit RT-PCR-Test-Ergebnissen, klinischen Symptomen, epidemiologischen Informationen und weiteren klinischen Daten erfolgen.

### Lieferumfang:

- 20 Testkassetten
- 20 Speichelsammler/Schwämmchen
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Kurzbeschreibung

Zusätzlich erforderlich: Timer (nicht enthalten)

Weiter Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung



### Genauigkeit:

Die Leistung des V-Chek 2019-nCoV Antigen Speicheltests wurde mit 243 Proben von symptomatischen Patienten nachgewiesen, die innerhalb von 7 Tagen nach Einsetzen der Symptome getestet wurden. Die RT-PCR wird als Referenzmethode für Covid-19 Antigen Speicheltest eingesetzt. Proben galten als positiv, wenn die RT-PCR ein positives Ergebnis hervorbrachte. Proben galten als negativ, wenn die RT-PCR ein negatives Ergebnis hervorbrachte.

Relative Sensitivität 95.65% (95%CI\*: 90.22%-98.13%)

Relative Spezifität 98.44% (95%CI\*: 94.48%-99.57%)

Genauigkeit 97.12% (95%CI\*: 94.17%-98.60%)

\*Konfidenzintervall

### Hinweis:

Dieser Test ist nur für den professionellen Gebrauch. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Nutzung.