

Indikatorstreifen - mit STEAM-, EO- und FORM-Indikator

Die einfache Methode zur Dokumentation - ISO 11140-1

Indikatorstreifen sind eine kostengünstige Möglichkeit zur Sterilisationskontrolle und Dokumentation. Sie gehören zu den Prozessindikatoren der Klasse 1 nach ISO 11140-1. Der Umschlag eines Prozessindikators zeigt an, dass der Indikator dem Sterilisationsmedium ausgesetzt war.

Auf den STEAM-, EO- und FORM-Indikatorstreifen sind Beschriftungsfelder für Charge, Autoclave, Inhalt, Verfalldatum, OK/Fail und ein Unterschriftsfeld, jeweils zweisprachig (deutsch/englisch), aufgedruckt. Die Dampf-Indikatorstreifen sind auch in einer selbstklebenden Ausführung erhältlich. Indikatorstreifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

Vermeiden Sie den Kontakt des aufgedruckten Indikators mit metallischen Oberflächen, dies kann zu Fehlfunktionen führen.



Indikatorstreifen - Größe: 150 x 30 mm

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Kartoninhalt (Stück) |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 3FSKS650102 | STEAM, selbstklebend | 250 |
| 3FSKS650104 | STEAM | 250 |
| 3FSKS650106 | FORM | 250 |
| 3FSKS650108 | EO | 250 |