

Parfüm- und farbstofffreies Waschgel für die milde Reinigung sensibler Haut

PRODUKTBESCHREIBUNG

CimoMed ist ein parfüm-, seifen- und farbstofffreier Hautreiniger mit milder und gründlicher Reinigungskraft und guter Hautverträglichkeit. Er ist zudem alkalifrei und reinigt gründlich bei allen leichten Verschmutzungen.

ANWENDUNGSBEREICHE

CimoMed Waschgel wird überall dort angewendet, wo die beruflich beanspruchte Haut eine sanfte und möglichst allergenfreie Reinigung braucht. CimoMed ist besonders hautverträglich und angenehm. Es eignet sich bestens für empfindliche und strapazierte Haut, ist sparsam in der Anwendung und enthält wertvolle, rückfettende Substanzen. CimoMed ist besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in der Lebensmittelverarbeitung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hautmildes, angenehmes Handwaschgel
- Dermatologisch getestet
- Parfümfrei und damit geeignet für empfindliche Haut
- pH hautneutral
- Seifen- und alkalifrei
- Hohe Verbraucherakzeptanz
- Geeignet für Allergiker und für die Lebensmittelindustrie
- Praktische 500 ml Flasche mit Klappverschluss, als Einzelflasche, in einem 500 ml Euro-Wandspender oder mit Handdosierpumpe einsetzbar
- Ökologische 1.000 ml Spenderflasche für Wirtschaftlichkeit in der professionellen Hautreinigung
- Hygienische, einfache und keimfreie Dosierung über den 1.000 ml DR.SCHNELL V10-Wandspender
- HACCP-konform

PRODUKTDATEN

- Aussehen: klare, viskose Flüssigkeit
- pH hautneutral 5,5

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Etwas CimoMed (ca. 2 ml) auf den verschmutzten Hautpartien mit wenig Wasser verreiben. Mit Wasser weiter waschen, bis der Schmutz gelöst ist. Danach gründlich mit viel Wasser abwaschen und sorgfältig abtrocknen. Nach dem Händewaschen das Eincremen nicht vergessen!

INHALTSSTOFFE

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocoamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Potassium Lactate, Sodium Laureth Glutamate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid

PRODUKTSICHERHEIT UND LAGERHINWEISE

CimoMed unterliegt der Kosmetikverordnung und entspricht den Vorschriften des LFGB. CimoMed ist in geschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 30 Monate haltbar. Nach Öffnung ist CimoMed noch 12 Monate haltbar.

LIEFERFORM UND PACKUNGSGRÖSSE

500 ml Flasche

VE: 10x500 ml Art.-Nr.: 50190

1.000 ml Euro-Spenderflasche

VE: 12x1.000 ml Art.-Nr.: 50193

1.000 ml V10-Spenderflasche

VE: 6x1.000 ml Art.-Nr.: 50191

2.000 ml Spenderflasche

VE: 6x2.000 ml Art.-Nr.: 50189

ZUBEHÖR

DR.SCHNELL Euro-Wandspender

für 500 ml CimoMed-Flasche Art.-Nr.: 80058

Dispenser (Handdosierpumpe)

für 500 ml CimoMed-Flasche Art.-Nr.: 94787

DR.SCHNELL Euro-Wandspender

für 1.000 ml CimoMed-Flasche Art.-Nr.: 80054

DR.SCHNELL V10-Wandspender

für 1.000 ml CimoMed-Flasche Art.-Nr.: 80044

DR.SCHNELL Wandspender

für 2.000 ml CimoMed-Flasche Art.-Nr.: 80071

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 07/13

DR.SCHNELL
PROFESSIONAL SKIN CARE

DR.SCHNELL · 80807 München · Taunusstraße 19

Tel. +49/(0)89/35 06 08 0 · Fax +49/(0)89/35 06 08 47 · www.dr-schnell.com/skincare · skincare@dr-schnell.de